

採水検査事項				検体受付 No.		2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113
				検体識別 No.		女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
				採水場所		女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水集会所 －	女川浄水場 宮ヶ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷺神浄水場 鷺神浄水場 分水池	鷺神浄水場 鷺神浄水場 配水池
				検体名		原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
				採水年月日		令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日
				天候（前日/当日）		雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り	雨／曇り
				採水時間	－	9:00	8:53	9:15	9:07	10:37	10:30	9:37	9:25	9:30
				気温	℃	22.5	22.3	21.8	21.5	22.1	21.7	21.0	19.9	19.9
				水温	℃	18.8	20.3	23.4	25.2	24.7	23.8	23.1	22.0	22.3
				現場pH値	－	7.46	7.54	7.58	7.61	7.67	7.72	7.79	7.14	6.88
				現場残留塩素	mg/L	－	1.0	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	－	0.7
検査項目名				検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値							
検査成績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	82	4	0	0	0	0	0	0	440	0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L										<0.0003
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L										<0.00005
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L										<0.002
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L										<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L										0.6
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L										<0.08
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L										<0.05
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L										<0.0002
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L										<0.0002
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										<0.0005
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										<0.0005
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L										<0.000005
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L										0.12
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L										<0.002
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L										0.019
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L										0.005
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L										0.001
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L										0.027
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L										0.012
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L										0.007
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	ホルムアルデヒド	誘導体化－HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L										<0.008
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										0.02
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L										<0.02
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L										<0.01
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L										8.1
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.7	8.7	9.1	9.0	9.2	9.2	9.3	8.1	11.9	34
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L										88
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L										<0.02
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										0.000010
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001								<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001								<0.0004
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L										<0.0005
	フェノール類	固相抽出－誘導体化－GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L										1.0
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.4	1.0	7.4
	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.2	－	なし
	味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	9.4	0.7
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	－	－	0.5
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ハッドフォード改良寒天培地法	－	0個/mL	0								3	
	クリプトスボリジウム	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－										
	ジアルジア	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－										
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	26								4.1	
	従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL										
判定				— 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合										

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項				2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121		
検体受付 No.				2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121		
検体識別 No.				女川町－10 鷺神浄水場 旭が丘集会所	女川町－11 鷺神浄水場 小乗集会所	女川町－12 鷺神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場	女川町－13 鷺神浄水場 小屋取集会所	女川町－14 鷺神浄水場 塚浜浄化槽	女川町－15 鷺神浄水場 横浦浄化槽	女川町－16 鷺神浄水場 高白集会所	女川町－17 出島北浦地区 御前浄水場 着水池	女川町－18 出島北浦地区 指ヶ浜集会所	
採水場所				給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
検体名				給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
採水年月日				令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	
天候 (前日/当日)				雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	雨 / 曇り	
採水時間				10:40	9:00	10:56	10:01	9:46	9:30	9:12		9:50	
気温				22.0	22.5	23.0	21.9	23.0	22.5	21.9		21.1	
水温				22.9	24.7	23.5	23.3	24.4	23.4	25.4		24.4	
現場 pH 値				7.47	7.39	7.41	7.51	7.46	7.44	7.40		7.75	
現場残留塩素				0.6	0.7	0.4	0.3	0.45	0.6	0.3		0.5	
検査項目名				検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値						
検査成績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	亜硝酸態窒素	イソクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	ジアン化物イオン及び塩化ジアン	イソクロマトグラフ－ホストカラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イソクロマトグラフ法 (陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7			
	フッ素及びその化合物	イソクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005			
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	塩素酸	イソクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L	0.14	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.14		
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.026	0.023	0.026	0.024	0.027	0.026	0.028		
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.008	0.010	0.004	0.002	0.005	0.012	0.005		
	ジブromokクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002		
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.038	0.034	0.036	0.036	0.038	0.038	0.038		
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.018	0.017	0.022	0.022	0.025	0.024	0.024		
	ブromोजクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	0.008		
	ブromホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L	0.006	0.005	<0.005	0.016	0.015	0.010	0.022		
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02		
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L	8.0	7.9	8.1	8.9	8.7	8.1	8.2		
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	塩化物イオン	イソクロマトグラフ法 (陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	12.0	11.8	12.2	12.7	12.7	12.2	12.3		9.7
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L	33	32	34	38	36	33	34		
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L	100	91	102	102	106	95	84			
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000009	0.000009	0.000010	0.000016	0.000014	0.000010	0.000011		<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0		0.4	
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2		7.5	
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし	
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし	
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.7		<0.5	
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2		0.4	
嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL										
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL										
従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL										
判定				適合	適合	適合	不適合	不適合	適合	不適合		適合	

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項	検 体 受 付 No.		2122	2123	2124					
	検 体 識 別 No.		女川町－19 出島北浦地区 出島集会所 －	女川町－20 出島北浦地区 江島ポンプ場 －	女川町－21 針浜地区 針浜浄水場 着水池 原水	女川町－22 針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場 給水栓水				
	採 水 場 所									
	検 体 名		給水栓水	給水栓水		給水栓水				
	採 水 年 月 日		令和8年9月8日	令和8年9月8日		令和8年9月8日				
	天 候 (前日/当日)		雨 / 曇り	雨 / 曇り	/	雨 / 曇り	/	/	/	/
	採 水 時 間	－	10:07	10:00		11:14				
	気 温	℃	21.2	20.0		23.0				
	水 温	℃	23.9	20.1		22.2				
	現 場 pH 値	－	7.80	7.44		7.33				
現 場 残 留 塩 素	mg/L	0.6	0.42		0.55					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値						
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0				
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出				
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L							
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L							
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L							
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L							
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L							
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L							
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L							
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L							
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L							
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L							
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L							
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L							
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L							
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L							
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L							
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L							
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L							
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L							
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L							
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	10.2	49.7	11.4				
カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L							
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L							
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001				
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L							
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L							
有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.4	<0.3				
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.5	7.5				
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.9	1.2	<0.5				
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1				
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.6	0.4	0.5				
嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL							
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL							
従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL							
判 定				適 合	適 合	適 合				

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目 (52項目) です。

女川町長 須田 善明 様

受付年月日	2026年9月16日	受付番号	U26006427	検査種別	水道事業体
採取日	2026年9月16日	採取時刻	10:30	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-13 鷺神浄水場 小屋取集会所 給水栓水				
天気	曇り	気温	20.2℃	水温	22.1℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

[illegible]

判定	上記検査項目については水質基準に 適合 でした。
----	---------------------------------

女川町長 須田 善明 様

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

判定	上記検査項目については水質基準に 適合 でした。
----	---------------------------------

女川町長 須田 善明 様

受付年月日	2026年9月16日	受付番号	U26006427	検査種別	水道事業体
採取日	2026年9月16日	採取時刻	10:50	採取者	依頼者採取
採取場所	女川町-16 鷺神浄水場 高白集会所 給水栓水				
天気	曇り	気温	20.2℃	水温	23.4℃

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

[illegible]

判定	上記検査項目については水質基準に 適合 でした。
----	---------------------------------